

# **Bedienungsanleitung**

## **Massage Pistole WX19G6LCD**



## Beschreibung

Dieses Massagegerät wird zur Linderung von Steifheit und Muskelschmerzen, zur Förderung der Durchblutung und der Lymphzirkulation, zur Beschleunigung der Regeneration nach körperlichen Belastungen und Sportverletzungen, zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Weichteile des Körpers und zur Vorbeugung von Entzündungen aufgrund von Adhäsionen zwischen Faszien und Muskeln verwendet .

Dieses Massagegerät ist mit vier verschiedenen Formen von Massageköpfen ausgestattet, mit denen Sie verschiedene Körperteile entspannen können.

Dieses Massagegerät verwendet einen hochwertigen bürstenlosen super silent Motor und verfügt über eine Super-Kühlkörperfunktion. Durch die hochpräzise Form sind Maschinenkopf und -körper gut verbunden. Das sanfte Gleiten kann Geräusche während des Betriebs wirksam reduzieren.

Dieses Massagegerät ist mit einer Aufbewahrungsbox ausgestattet, die einfach zu transportieren und platzsparend ist.



### **CORDLESS/RECHARGEABLE**

26 V Lithium-Ion Battery



### **LIGHTWEIGHT DESIGN**

25 lbs/1.1kg



**RoHS**



# Spezifikationen

Bild 1



- 1 Bürstenloser, leiser high torque Motor
- 2 Aufladbarer Li-Ion Akku (2400mAh), 4h Laufzeit pro Ladung
- 3 LCD-Display
- 4 Ein/Aus Schalter, Ladeanschluss
- 5 Ladeanzeige
- 6 Geschwindigkeitsanzeige
- 7 Ein/Aus Schalter, Geschwindigkeitswahl
- 8 LED Ring

## 6 Geschwindigkeitsstufen:

- Level 1 1200rpm (20Hz)
- Level 2 1500rpm (25Hz)
- Level 3 1900rpm (32Hz)
- Level 4 2200rpm (37Hz)
- Level 5 2600rpm (43Hz)
- Level 6 3000rpm (50Hz)

Gewicht: 1100g

Ladegerät: 110/230VAC, 60/50Hz, 26VDC, 1A

6 Applikatoren:



Flach

Gabel

Spitze

Breit

kleine Kugel

grosse Kugel

**BILD 2**

Anwendungsbereiche der Applikatoren:



## Warnungen

- Gerät nie im Wasser benutzen!
- Gerät darf nicht geöffnet werden
- Nicht mehr als 1 Stunde verwenden!
- Nach Gebrauch Gerät 30 Minuten abkühlen lassen
- Ladekabel vor einer Massage ausstecken!
- Gebrauch für Kinder ist untersagt
- Bei Verletzungen oder Beschwerden vorher den Arzt um Rat fragen
- Das Gerät nur in trockener Umgebung verwenden!
- Keine Gegenstände in die Kühlöffnungen des Motors stecken!
- Das Gerät nicht auf den Boden fallen lassen!
- Nur mit dem mitgelieferten Ladegerät den Akku aufladen!
- Nie unbeaufsichtigt den Akku laden lassen!
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt laufen lassen!
- Bei Schwangerschaft, Diabetes oder andere Komplikationen wie Neuropathologie, Netzhautschäden, Herzschrittmachern, kürzlichen Operationen, Epilepsie oder Migräne vorher den Arzt um Rat fragen
- Bei kürzlichem Gelenkersatz, IUDs, Metallstiften oder -Platten oder irgendwelcher Bedenken über ihre körperliche Gesundheit, bei gebrechlichen Personen und Kindern sollten Sie vorher ärztlicher Rat einholen

# Anwendung

## Akku Laden

- Vor dem ersten Gebrauch muss die Batterie vollständig aufgeladen werden (Dauer bis zu 6h)
- Um den Akku aufzuladen, stecken sie das Ladegerät in eine Steckdose und verbinden Sie das Kabel mit dem Ladeanschluss auf der Unterseite der Massagepistole
- Der LED Ring (Bild 1,8) leuchtet rot und das LCD-Display (Bild 1,3) zeigt im linken Display (Bild1,6) den Ladevorgang an und im rechten Display (Bild 1,5) den Ladezustand
- Der Akku ist vollgeladen, wenn das rechte Display (Bild1,5) 99% anzeigt
- Der Akku kann bei jedem beliebigem Ladezustand aufgeladen werden, sollte aber nur dann aufgeladen werden, wenn die Kapazität (Angabe im rechten Display) unter 20% liegt. Somit wird die Lebensdauer des Akkus erhöht.
- Es wird empfohlen, denn Akku nie komplett zu entleeren
- Die Betriebszeit mit vollgeladenem Akku beträgt ca. 4 Stunden (abhängig vom gewähltem Geschwindigkeitslevel und dem Anpressdruck der Massage)
- Nach dem Ladevorgang das Ladekabel vom Gerät trennen und das Ladegerät aus der Steckdose entfernen

## Massage

- Den gewünschten Applikator (Bild 2) ganz einsetzen (Wenn das Gerät neu ist, kann der Anschluss der Applikatoren mit etwas pflanzlichem Öl leichtgängiger gemacht werden)
- Das Gerät mit dem Schalter auf der Unterseite der Massagepistole einschalten (ON)
- Der LED Ring (Bild 1,8) leuchtet grün und das LCD-Display (Bild 1,3) geht an, das Linke Display (Bild 1,6) zeigt 00 an
- Mit der Taste im LCD-Display (Bild 1,7) die gewünschte Geschwindigkeit auswählen (1-6)
- Massieren Sie nun den gewünschten Körperbereich
- Nur auf bekleideter oder mit einem Tuch abgedeckter Haut anwenden
- Maximal 60 Sekunden pro massierten Bereich anwenden
- Massagedruck nur leicht ausüben, es dürfen keine Schmerzen entstehen
- Finger, Haare oder andere Körperteile vom Massagekopf fernhalten
- Die Kühlöffnungen des Motors nie abdecken
- Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie den Schalter auf dem LCD-Display (Bild 1,7) 3 Sekunden lang, das linke Display (Bild 1,6) zeigt wieder 00 an
- Das Gerät ganz ausschalten, den Schalter auf der Unterseite auf die Position OFF stellen, das LCD Display und der LED Ring sind nun aus

## Wartung und Aufbewahrung

- Mit einem nur leicht feuchtem Baumwolltuch die Gehäuseoberfläche reinigen
- Als Reinigungsmittel nur Wasser verwenden, keine Reinigungsmittel verwenden!
- Die Applikatoren im dafür vorhergesehen Behälter aufbewahren da die Dichtungen leicht ölig sind und die Gehäuseoberfläche angreifen
- Der eingebaute Akku kann nicht selber ausgetauscht werden. Sollte der Akku an Leistung verlieren, kann er von uns ersetzt werden. Senden Sie dazu das ganze Gerät mit Fehlerbeschrieb an uns.

## Garantie

- Wenn innerhalb zwei Jahren ab Kaufdatum (Datum der Kaufquittung) ein defekt am Material oder am Gerät auftritt wird das Gerät kostenlos repariert oder ausgetauscht (Porto zu Lasten des Versenders)
- Von der Garantie ausgeschlossen:
  - Unfallschäden. Missbrauch, Misshandlung oder Transport;
  - Reparatur des Geräts ohne Genehmigung;
  - Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung;
  - Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen;
  - Verschlechterung des gelieferten Produkts infolge ungewöhnlicher Lagerungs- und/oder Kunden-Räumlichkeiten;
  - Nichtnachweis des datierten Kaufbelegs.
  - Folgeschäden die direkt oder indirekt auf die Anwendung des Gerätes zurückführen

## Kontaktadresse:

Werax Service AG  
Winkel 22  
CH-8192 Glattfelden  
[www.werax.ch](http://www.werax.ch)  
[info@werax.ch](mailto:info@werax.ch)



## **CORDLESS/RECHARGEABLE**

26 V Lithium-Ion Battery



## **LIGHTWEIGHT DESIGN**

25 lbs/1.1kg

